

GUARD 250



Schéma umístění



Polní nemocnice

Pancéřovaný kontejner

Přístroj pro kolektivní ochranu osob proti bakteriologickému, chemickému a radioaktivnímu zamoření

- Použití:
- a) prostory určené pro civilní obranu (CO), bunkry
 - b) vojenské kryty, speciální vojenské kontejnery, polní nemocnice
 - c) zdravotnictví - alergologické stanice, operační sály, laboratoře, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, sanatoria, lázně
 - d) mateřské školky, školy, vysoké školy, muzea, banky, kostely, knihovny, atd...
 - e) rodinné a bytové domy

Dvousměrná výkonná filtrace (0,0003 mm=0,3 μm); NBC filtr, HEPA filtr; UV lampa - bakteriologické, chemické, prachové částice (alergeny, pyly, organická rozpouštědla, kyselé páry a plyny, zásadité páry a plyny, formaldehydové páry, páry rtuť, jedovaté plyny).

Zapojení: přetlak / podtlak

TECHNICKÉ PARAMETRY

	GUARD 250
Rozměry Š x H x D	310 x 310 x 1500 mm
Váha	35 kg
Vzduchový výkon	přívod vzduchu 150 - 250 m ³ /hod / 650 Pa
Minimální výměna vzduchu	125 osob (pasivní ochrana pro kryty)
El. příkon	P _{max} /min = 120/70 W
Napájecí zdroj	230 V / 50 Hz
Akustický výkon	L _{wa} = 45 dB(A)

Certified ISO 9001 : 2000 by



Recertifikace: Schválení výrobku č. C5-05-0375 z 01.08.2005; ČSN EN 13779:05, ČSN EN 12100-2:04, ČSN EN 13053:02, ČSN EN ISO 4871:98, ČSN EN ISO 11204:97; ČSN 12 7010, ČSN 73 0872, ČSN EN 779+AC, ČSN 12 4000, NV 81/1999 s použitím ČSN EN 60 204-1, NV č. 502/2000Sb., ČSN 12 0017, ČSN EN 294, splňují vlastnosti uvedené v technické specifikaci a bezpečnostní požadavky vydané Autorizovanou osobou 227, Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař, ČR. Katalogizační kód: 1673G



POHORELEC s.r.o., 533 32 Pardubice, Čepí 100, CZ
 tel: +420 466 971 132, fax: +420 466 971 261
 E-mail: ovz@pohorelec.cz, www.pohorelec.cz